

DESINFECCIÓN DE BIDONES


EMPLEADOS EN LA RECOLECCIÓN DE AGUA EN SERVICIOS QUE SURTEN CON 5 LITROS POR HABITANTE POR DÍA.



1. Periódicamente someter los recipientes a limpieza interior, boca de ingreso y tapa a rosca con solución de detergente y enjuagar debidamente




2. Agregar 1/2 (media) cucharada de agua lavandina



3. Llenarlo con agua



4. Dejarlo 1/2 (media) hora



5. Lavarlo antes de llenarlo con el agua para la bebida

¿CONSULTAS, RECLAMOS O SUGERENCIAS?

0800 777 0072

 Enress Prensa

 @enressSF



EnReSS

Ente Regulador de Servicios Sanitarios